

インキュベーターシェーカー



型式	恒温チャンパー：FMS-1000 / マルチシェーカー：MMS-3020 / マルチ振盪台：MMS BASE-L
メーカー	東京理化器械株式会社
庫内寸法	525W×480D×520Hmm
温度調節	温度調節範囲：室温+5～50℃ 温度調節制度：±0.2℃（37℃設定） マイコン P.I.D 制御
振盪方式	往復/旋回
振盪速度	20～250rpm(回/min)（振幅 10～30mm 時）、20～200rpm(回/min)（振幅 10～40mm 時） 振幅は 10～40mm 可変で、初期設定では 25mm

特徴：

- ・庫内のファンにより強制的に空気を循環させることで、庫内温度を均一にする強制対流式。