

## 恒温器 ソフトインキュベーター



型式	SLI-220
メーカー	東京理化器械株式会社
温度	調節範囲：室温+5～60℃ 調節精度：±0.5℃（37℃設定時） 空間温度偏差 2.3℃、温度勾配 3.4℃
タイマー設定範囲	0～99 時間 59 分
安全機能	アラーム機能（上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ）、独立過昇防止器（70℃固定）
庫内寸法	310W×240D×220Hmm 約 16L

### 特徴：

- ・エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない温度コントロールができる。