

Thermal 冷却インキュベーターシェーカー



型式	30391997
メーカー	オーハウスコーポレーション
温度範囲	周囲温度 -17°C~100°C
容量	1 サーマルブロック (1.5mL チューブ、15mL チューブ)
速度範囲	300rpm~3000rpm
冷却速度	周囲温度 2~3°C/分を超える
昇温速度	5°C/分
タイマー	1 秒~99 時間 59 分
作業温度	温度：5~35°C、湿度：80%、結露なきこと

特徴：

- ・加熱、冷却機能に加え、シェーキング機能付き。
- ・タッチパネルで操作でき、言語の変更も可。