

## CO2 インキュベーター



型式	SCA-80DS
メーカー	株式会社アステック
温度制御範囲	室温 + 5°C ~ 50°C (精度 ± 0.1°C、温度分布 ± 0.3°C)
CO2 制御範囲	0% ~ 20% (精度 ± 0.1%)
庫内湿度	95 ± 3%RH 自然蒸発方式
庫内容量/内寸法	80L/418W × 377D × 510Hmm
除染機能	乾熱滅菌機能付き (60~140°C/1°C単位で設定可。最大 10 時間)

### 特徴：

- ・ CO2 制御のみのタイプです。
- ・ 庫内天井に設置の集塵フィルターで、埃等の浮遊物をトラップし、埃の循環を防ぐ。