

CO2 インキュベーター



| | |
|-----------|--|
| 型式 | MCO-170AIC-PJ |
| メーカー | PHC 株式会社 |
| 内寸法 / 内容量 | 490W×523D×665Hmm / 165L |
| 温度 | 制御範囲：周囲温度 +5～50℃ 温度分布：±0.25℃ 温度変動幅：±0.1℃ |
| CO2 濃度 | 制御範囲：0～20% 濃度変動幅：±0.15% |
| 加熱方式 | DHA 方式（ヒータージャケット + エアージャケット） |
| 加湿方式 | 加湿トレイ自然蒸発方式 |
| 除菌機能 | なし |

特徴：

- ・液晶タッチパネルで直感的に操作可能。
- ・庫内の部品が少ないため、すっきりした構造