

恒温振とう水槽



型式	パーソナル-11・EXN セット
メーカー	タイテック株式会社
製品構成	温調部：EXN 振盪部：パーソナル-11
温度範囲	室温+5～70°C
付属品	パーソナル-11用スプリングネット振盪台×1 クランプスペンサー×1
適用容器/架数	Φ11mm 試験管（垂直に立てた場合）×187本 50ml 遠沈管（30°程度傾けた場合）×12本 100ml 三角フラスコ×8個 200ml 三角フラスコ×6個 250ml/300ml 三角フラスコ×5個 500ml 三角フラスコ×3個

特徴：

- ・3種類のタイマー機能と簡易プログラム設定が可能。
- ・温調部、振盪台、水槽は着脱可能。