

小型恒温水槽



型式	左：NTT-2000、右：NTT-2100
メーカー	東京理化器械株式会社
温度	NTT-2000：室温+5～70℃ NTT-2100：室温+5～80℃（プラスチックバス使用時は70℃まで）
槽内寸法	NTT-2000：158W×197D×70H NTT-2100：180W×240D×140H
最低水位	NTT-2000：40mm NTT-2100：50mm

特徴：

- ・ 攪拌調節機能付き。
- ・ 背面のレバーを回すだけで簡単にヒーター部分の着脱可能。（NTT-2100）
水槽の淵に引っかかっているため、着脱可能。（NTT-2000）