

## バイオハザード対策用クラスIIキャビネット



型式	SCV-1308EC II A2
メーカー	株式会社日立産機システム
外寸	1,500×780×2,030mm
前面シャッター開口寸法	200/250mm 併用
作業台最大積載荷重	50kg
作業用コンセント	防滴型コンセント (2P・接地極付×2口) 1個 (合計許容電流 5A まで)

### 特徴：

- ・ 使用者が作業開口高さを選択 (200 または 250mm)
- ・ 殺菌灯の点灯時間を選択可能 (15・30・60・90・120・240 分・連続から選択可)