

サーマルサイクラー



型式	MiniAmp Plus
メーカー	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ブロックタイプ	96well、0.2mL
VeriFlex ブロック	3つの独立温度ゾーン 最大 20°Cに設定可。 隣接ゾーン間設定温度幅：10°C
ブロック温度の最大移行速度	3.5°C/sec
PCR 反応液量	10~100 μ L

特徴：

- ・ VeriFlex ブロック（3つの独立したペルチェブロック）により、3 温度帯を正確に制御します。
同じランで異なるアニーリング温度の PCR を最大 3 点実施時間節約。