

多本架冷却遠心機



型式	AX-511
メーカー	株式会社トミー精工
温度設定範囲	-9~35°C (1°C毎の調節)
ローター	TS-38C (スイングローター) →ラック型番：38M-TC0204P 最高回転数 3500rpm、最大遠心加速度 2380G 1 ラックあたりコニカルチューブ 15ml×4 本、50ml×2 本 →ラック型番：3810M-14P 最高回転数 3500rpm、最大遠心加速度 2380G 1 ラックあたり採血管 14 本 TS-33C (スイングローター) 最高回転数 4800rpm、最大遠心加速度 4350G

特徴：

- ・常設はローターTS-38C、ラック 38M-TC0204P です。