

卓上型冷却遠心機



型式	Centrifuge 5430 R
メーカー	エッペンドルフ株式会社
温度範囲	-11°C~+40°C
ローター (アングルローター)	<p>①FA-45-30-11 最大速度：20817G (14000rpm) 最大容量：30×1.5/2.0mL チューブ</p> <p>②FA-45-64-5-PCR 最大速度：13543G (11800rpm) 最大容量：64×0.2mL PCR チューブ</p> <p>③FA-45-24-11-HS 最大速度：30130G (17500rpm) 最大容量：24×1.5/2.0mL チューブ</p> <p>④F-35-6-30 最大速度：7745G (7830rpm) 最大容量：6×15/50mL 遠沈管</p>

特徴：

- ・4つのローターを取り換えて随時使用可。