

高圧蒸気滅菌器



型式	HV-25L（水・培地用） / HVN-50LB（廃棄用）
メーカー	株式会社平山製作所
水・培地用 HV-25L	<p>4つのコースを選択可能。</p> <p>1：液体コース（保温あり） 121℃ 20分 ex) 寒天培地の滅菌→凝固を防ぐために保温 加熱→滅菌→排気→保温</p> <p>2：液体コース（保温なし） 121℃ 20分 ex) 高温高圧水蒸気に耐えうる液体・廃棄物の滅菌 加熱→滅菌→排気</p> <p>3：器具コース 121℃ 20分 ex) ガラス、陶磁器、金属、ゴム製などで高温高圧水蒸気及び 排気時の急減圧に耐えうる器具の滅菌 加熱→滅菌→排気</p> <p>4：溶解コース 95℃ 15分 ex) 培地の溶解（加熱後、凝固を防ぐため一定温度で保温） 加熱→保温</p>
廃棄用 HVN-50LB	<p>3パターンの温度と時間を設定可能。</p> <p>常時 121℃ 30分で廃液・廃棄物を滅菌処理。</p>