

微量分光光度計



型式	DS-11
メーカー	DeNovix 社
吸光度測定	(UV : 260nm と 280nm) 微量測定の検出下限 (dsDNA) 0.75ng/ μ l 微量測定の検出下限 (BSA) 0.04mg/mL
蛍光測定	○

特徴：

- ・ 拡張式蛍光測定モジュール付き。USB 接続されています。
 - ・ Blue/Red/Green/UV の 4 種類の LED 励起光源搭載。
 - ・ DeNovix 社蛍光定量キットで高感度かつ特異的な dsDNA 定量と RNA 定量を実現。
Qubit アッセイ、Picogreen アッセイ、Ribogreen アッセイなど他社の定量キットも使用可能。