

蛍光光度計



型式	Qubit3.0
メーカー	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
dsDNA 定量範囲 (ng/ μ L)	0.01~1000
ワークフロー	サンプルを試薬と混合し、2~5 分間インキュベートして読む。

特徴：

- ・夾雑物による測定誤差のない正確なデータを取得可能。
- ・タンパク質の変動が最小で、ほとんどのコンタミネーションに耐性があるが、界面活性剤には不適合。
- ・小さいので、場所を選ばず使用できる。核酸、タンパク質の定量装置。