

バイオハザード対策用キャビネット クラスIIタイプ A2 (室内排気型)



型番	MHE-S901A2-PJ
メーカー	PHC 株式会社
寸法	外寸：W1000 × D790 × H1980 mm ワークエリア寸法：W850 × D600 × H644 mm 作業台寸法：W842 × D500 mm
表示	デジタル表示で、風速・排気フィルター差圧・殺菌灯タイマー設定時間・殺菌灯積算時間・フィルター運転積算時間・蛍光灯積算時間の確認可能
コンセント	作業用：2口 100V (ヒューズ：定格 125V・5A・径 6.4 × 長さ 30mm)

特徴：

- ・前面のガラス扉が傾斜になっているので、前傾姿勢でも無理なく作業が可能。