

ポータブル型 pH メーター LAQUA act



型式	D-71
メーカー	株式会社堀場製作所
pH 測定方式	ガラス電極法
pH 測定範囲 (表示範囲)	pH0.00~14.00 (-2.00~16.00) ※測定範囲外は点滅
温度測定範囲 (表示範囲)	0.0°C~100.0°C (-30°C~130°C) ※測定範囲外は点滅
機能	自動校正 (5 点) / 校正履歴、pH 標準液自動判別 (5 点)、USA/NIST 標準液 切換、温度校正あり。

特徴：

- ・ pH4.0、pH7.0、pH9.0 で月に 1 回校正・点検しています。
利用者様ご自身でも毎回校正してご使用ください。