

電気泳動装置



型式	Mupid-2plus
メーカー	タカラバイオ株式会社
泳動槽寸法	133W×120L×47Hmm
バッファー容量	約 250～280ml (ゲル設置時最大約 300mL)
下記、ゲルメーカーセットの内容 ※耐熱性ではありません。	
ゲルメーカースタンド寸法	240W×126L×17Hmm
ゲル作成枚数	ラージゲル 2 枚、ミニゲル 4 枚
ゲルトレイ寸法	ラージ：109W×60 L mm ミニ：55W×60 L mm
ウェル形状	ラージ：6mm(W)×1mm(L)×12well / 4mm(W)×1mm(L)×17well ミニ：6mm(W)×1mm(L)×6well / 4mm(W)×1mm(L)×8well