

泳動槽、転写装置（ウェスタンプロッキング用）



型式	Mini Gel Tank : A25977 MINI BLOT MODULE : B1000
メーカー	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
●ウェスタンプロッキング用泳動槽 Mini Gel Tank : A25977 について	
容量	最大2ミニゲル
ゲル適合性	ゲルサイズ：8×8cm 厚さ：1.0mm または 1.5mm
適合するゲル	すべての Invitrogen precast mini gels、SureCast handcast gels、および Invitrogen empty mini gel cassettes
バッファーカーチャンバーの要件	各ミニゲルあたり 400mL ミニゲルタンクはほとんどのアルコールの影響を受けないが、塩素化炭化水素（クロロホルムなど）、芳香族炭化水素（トルエン、ベンゼンなど）、アセトンには適合しない。
●転写装置 Mini Blot Module : B1000 について	
転写時間	60分
転写バッファーカー容量	ブロットモジュール1つあたり 220mL
Membrane Compatibility	ニトロセルロース、PVDF
Mode of Transfer	ウェット

特徴：

- ・電源は別途接続。電源：Power Ease Touch 120W(パワーサプライ)