

ルミノイメージアナライザー（画像解析装置）



型式	Amersham Imager600
メーカー	Cytiva（サイテイバ）
画像解析可能なもの	①化学発光検出 ②蛍光検出 ③可視検出
落射光源	青色 LED（460nm） 緑色 LED（520nm） 赤色 LED（630nm） 白色落射光源 LED（470～635nm）

特徴：

- ・セミオート機能により目的バンド検出の露出時間の最適化が容易
- ・カラー分子量マーカーを使用したカラー撮影可能。
- ・撮影から解析までタッチパネルで操作可能。