

倒立蛍光顕微鏡システム



型式	ECLIPSE Ti-E
メーカー	株式会社ニコンソリューションズ
対物レンズ (位相差)	10 倍、20 倍、40 倍、100 倍 (専用オイル必須)
対応蛍光色素	DAPI、FITC、TRITC

特徴：

- ・自動焦点維持装置 (PFS) 付き。焦点をリアルタイムに補正します。
- ・ソフトウェアに設定されている UI の中から必要な条件を選択するだけで、簡単に撮影可能。