

超微量分光光度計



| | |
|------|-------------------------|
| 型式 | Nano Drop One |
| メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 |

特徴：

- ・ $1\mu\text{l}$ のサンプルを希釈することなく直接測定可能。
- ・ サンプルをピペットで直接台座にドロップするので、測定プレート等の消耗品が不要。
- ・ サンプル中のコンタミネーション同定が可能。
- ・ アームを下すと自動で測定が開始され、核酸やタンパク質を簡単に定量可能。