

マイクロプレートリーダー



型式	EnSpire
メーカー	PerkinElmer (現：株式会社レビティジャパン)
測定可能な方法	①吸光度測定、②時間分解蛍光測定、③高感度発光測定、 ④AlphaScreen/AlphaLISA 測定
対応プレート	1～384well プレート (発光は 96/384well プレート)

特徴：

- ・演算機能付きなので、測定と同時に結果を演算したデータの作成が可能。
- ・測定結果は USB に保存または印刷して持ち帰ることが可能です。