

## セルソーター



型式	BD FACS AriaIII
メーカー	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
搭載レーザー	2Blue-4Yellow Green-2Red-2Violet
パラメーター（最大）	20
ノズル	70、85、100
ソフトウェア	BD FACSDiva

### 特徴：

- ・ 未分化及び分化多能性幹細胞の両方を特定・分離が可能です。  
また、感度と解像度向上により発現強度の弱い集団でも容易に特定し、ソーティングすることが可能。
- ・ 搭載レーザーに対応する蛍光色素の詳細は、問合せフォームよりご連絡ください。