

## ラボ用乾熱滅菌器



型式	SK601
メーカー	ヤマト科学株式会社
性能	<p>温度制御範囲：室温+5～260℃</p> <p>温度調節精度/温度変動：±1℃ (at 260℃) JTM K05/3℃ (at 260℃) JIS</p> <p>温度分布精度/温度勾配：±5℃ (at 260℃) JTM K05/20℃ (at 260℃) JIS</p> <p>温度上昇時間：約 60 分</p>
機能	<p>温度制御方式：P.I.D 制御</p> <p>タイマー運転：0 分～99 時間 59 分（タイマ分解能：1 分または 1 時間）</p> <p>運転機能：定値運転、プログラム運転、オートスタート運転、 オートストップ運転、クイックオートストップ運転</p> <p>プログラムモード：99 ステップ、99 パターン、繰り返し運転機能</p> <p>安全機能：自己診断機能（温度センサ異常検知、ヒータ断線検知、 トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動過昇防止）、 キーロック機能、過電流漏電ブレーカ、独立過昇防止器</p>