

コンパクトユニバーサル遠心機



型式	Sorvall ST 8R
メーカー	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
設置ローター	<p>■M10 マイクロプレートスイングバケットローター (→常設ローター)</p> <p>最大容量：標準のマイクロプレート 4 枚 (2 枚づつを重ねる) またはディープウェルプレート 2 枚</p> <p>最高回転数：4400rpm 最大遠心加速度：2576×g K 係数 nmax 時：5189 半径：119mm 加速/ブレーキタイム：30s/25s</p> <p>■TX-150 50ml コニカルバケット</p> <p>最大容量：50mL×8 本 最高回転数：4500rpm (4°C時) 最大遠心加速度：3260×g K 係数 nmax 時：14532 加速/ブレーキタイム：25s/30s</p>