

## 卓上型遠心機 (centrifuge5702)



型式	Centrifuge 5702
メーカー	エッペンドルフ株式会社
ローター種類	<p>■A-8-17 15ml コニカル/ラウンドチューブ用 最高回転数：4400rpm 最高遠心加速度：2770× g</p> <p>■F-35-30-17</p> <p>① 1.5～2ml チューブ (10 本まで) の場合 最高回転数：4400rpm 最高遠心加速度：1450× g</p> <p>② 15ml コニカル/ラウンドチューブ (20 本まで) の場合 最高回転数：4400rpm 最高遠心加速度 2750× g</p>