

安全キャビネット (Biosafety Cabinets Class II A2)



型式	LAL-1500XA2+
メーカー	オリエンタル技研工業株式会社
庫内寸法	1537W×447D×653～742Hmm
排気風量	9.51～10.48m ² /min
集塵要素	HEPA フィルター (0.3 μm 粒子にて 99.97%以上除去)
清浄度	ISO5 (クラス 100)
作業開口高さ	203mm

特徴：

- ・ 前面のサッシが開いている時のみ自動でファンが運転・点灯。閉じると UV 灯が自動点灯。