

## ドラフトチャンパー (Fume Hood)



型式	NCG-ST-1500E
メーカー	オリエンタル技研工業株式会社
外寸	1500W×830D×2200Hmm
全排気量	18m <sup>3</sup> /min
面速 (380mm サッシ高時)	0.5m/s
内装	耐熱性・耐薬品性ボード、無石渡 (石綿含有率 0%)
作業面	レプシン (エポキシ無垢材 32 t) /ハイセラ/ステンレス (SUS304) /硬質塩化ビニール