

## ウォーターバス



型式	BS400
メーカー	ヤマト科学株式会社
性能	温度制御範囲：室温+5°C～沸騰温度（水） 温度調節精度：±3°C（at 70°C） 温度分布精度：±5°C（at 70°C） 最高温度到達時間：約 35 分
安全装置	過昇防止器（液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯）、 過電流漏電ブレーカ（ON 時パワーランプ点灯）
推奨水量	9L

### 特徴：

- ・ 別途、クランプと水槽の蓋付き。
- ・ 水を汲み入れ（9L）使用後は、左のホースを流しに下ろすことで排水出来ます。
- ・ 温度調節はダイヤル式で、水銀温度計で水温を測定します。