

薬用冷蔵ショーケース



型式	MPR-1014
メーカー	PHC 株式会社
温度設定	常時 4°Cに保持
1 企業の割当範囲	扉半分の一列（白いトレイ3つつ分） ※白いトレイは下段への落下・液漏れ防止目的
内容量	1033L

特徴：

- ・霜取りの悩みを低減したサイクルデフロスト除霜機構
- ・庫内循環ファンにより、頻繁な扉の開閉があっても温度調整し、周囲の温度変化に左右されにくい温度管理になっている。
- ・前面がガラス扉なので、何がどこに入っているか分かりやすい。