

ノンフロンバイオフィリーザー



型式	GS-3120HC
メーカー	日本フリーザー株式会社
設定温度	-20℃
内容量	約 310L 収納ボックス 8 個

特徴：

- ・上下の棚や壁面から直接冷却する無風冷却方式により、無風で温度変化の少ない保存が可能。
- ・扉の開閉時に冷気もれを防ぐとともに、保存物の出し入れ・整理に便利な引き出し式。
- ・自動霜取り方式ではないので、定期的な温度上昇なし。